



CÁMARAS DE CLIMA CONSTANTE KBF LQC

Modelo	Volumen Efectivo (L)	Dimensiones externas (bxaxp) cm	Dimensiones internas (bxaxp) cm	Rango de Temperatura (°C)	Intervalo de Humedad (H.R.)
 KBF LQC 720	700	125.0x192.5x89.0	65.0x78.5x48.5	0 a 70 Con Luz: 10 a 60	10% a 80%
 KBF LQC 240	247	92.5x146.0x80.0	97.3x125.0x57.6	0 a 70 Con Luz: 10 a 60	10% a 80%