

Ediciones y requisitos del sistema

Funcionalidades de cada versión	BASIC	PROFESSIONAL	GLP
Gestión de registros (crear, eliminar, archivar)	•	•	•
Documentación de valores medidos	•	•	•
Vista central de todas las unidades (gráfico y tabla)	•	•	•
Representación gráfica de valores medidos	•	•	•
Editor de programas gráfico/numérico	•	•	•
Función de temporizador	•	•	•
Exportación manual de valores (CSV y PDF)	•	•	•
Interfaz de usuario multilingüe	•	•	•
Ejecución opcional vía APT-COM™	•	•	•
Importación desde APT-COM™ 3	•	•	•
Administración hasta 100 unidades	-	•	•
Plano de las salas	-	•	•
Sistema de alarma por email	-	•	•
Servidor web para visualización	-	•	•
Administración de usuarios y permisos	-	•	•
Programas predefinidos (PV 1200;2005)	-	•	•
Exportación automática programada	-	•	•
Informes para archivo o procesamiento	-	•	•
Copias de seguridad automáticas/manuales	-	•	•
Validación según 21 CFR Parte 11	-	-	•
Archivo GLP/GMP con trazabilidad	-	-	•
Firmas electrónicas	-	-	•

Requisitos del sistema

Componente	Recomendado	Requisito mínimo
Sistema operativo	Windows 10 (recomendado)	Windows 7 (mínimo)
Procesador	Cuatro núcleos*	Doble núcleo*
RAM	8 GB	4 GB
Conexión de red	1,000 Mbit/s	100 Mbit/s**
Disco duro	SSD, 500 MB libres***	HDD 7200 rpm, 500 MB libres*
Resolución de pantalla	1400 x 1050	1280 x 720

* No se admiten procesadores de clase Intel Atom o similares

** 100 Mbit/s es suficiente para un número reducido de unidades

*** Requisito mínimo para la instalación; se requiere memoria adicional para uso posterior